

LoFric® Origo™ Pro, Einmal-hydrophiler Blasenkatheter, mit Salzlösung zur Aktivierung hydrophil, mit mehreren Katheterraugen, für die vollständige Entleerung der Blase ohne Repositionierung.

Sterilisation und Haltbarkeit

Durch Bestrahlung sterilisiert. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

Verpackung

30 Katheter pro Kundenbox.
4 Kundenboxen pro Versandkarton.
5 Katheter pro Musterpackung.

Materialzusammensetzung

Hydrophile Oberflächenbeschichtung:
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: Polyolefin-basiertes Elastomer (POBE).

Wasserkissen: Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET), Aluminium und Polyethylen (PE). Steriles Wasser mit Natriumchlorid (NaCl).

Schutzhülle: Polyethylen (PE)

Einzelverpackung:

Obere Folie: Verbundfolie aus Polyethylenterephthalat (PET) und Polyethylen (PE).

Untere Folie: Polyolefin.


Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Länge	Größe	Anzahl Katheterraugen
441 12 00	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 12	12
441 14 00	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 14	12
441 16 00	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 16	12

*LoFric Origo Pro wird mit einer Hülse, einer flexiblen Spitze und mehreren Katheterraugen geliefert.

Alle Produkte auch in Musterpackungen mit 5 Kathetern erhältlich. Ersetzen Sie zum Bestellen die letzten beiden Ziffern der Artikelnummer durch 05.

LoFric Origo Pro



- **Die LoFric Elle Pro Katheterraugen** sind so konzipiert, dass eine vollständige Blasenentleerung ohne Repositionierung des Katheters möglich ist.¹
- **Lasche mit Fingerschleife** zum Öffnen.
- **Klebefläche auf der Rückseite** für eine sichere Befestigung.
- **Sofortige Aktivierung** – sterile Salzlösung in der Packung. Mit nur einem Druck ist der Katheter einsatzbereit.
- **Die Schutzhülle sorgt für ausgezeichnete Kontrolle** und ermöglicht eine Non-Touch-Technik.
- **Atraumatische Katheterraugen.**
- **LoFric Origo Katheter sind mit der Urotonic™ Surface Technology beschichtet.** Der Katheter bleibt sowohl während des Einführens als auch während des Entfernens gleitfähig.^{2,3,4}
- **Hergestellt ohne PVC, Phthalate und Latex.**



Referenzen

1. Daten liegen vor. info@wellspect.com.
2. Waller et al., 1997.
3. Lundgren et al., 2000.
4. Johansson et al., 2013.

Bei Wellspect entwickeln wir innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, die die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen verbessern. Wir sind seit über 40 Jahren ein vertrauenswürdiger Marktführer im Gesundheitswesen mit unseren Produktmarken LoFric[®], Navina[™] und Surity[™] und erweitern kontinuierlich den Zugang zu unseren benutzerfreundlichen Lösungen. Wir sind stets bestrebt, die Umweltbelastung unserer Produkte zu minimieren, und setzen uns leidenschaftlich dafür ein, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten eng mit Anwendern im Gesundheitswesen und Menschen zusammen, die sich auf unsere Lösungen verlassen, um die klinischen Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern und die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

Wellspect. A Real Difference.

Für weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen besuchen Sie bitte [Wellspect.de](https://wellspect.de).
Tauschen Sie sich mit uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram aus.

wellspect.de

Wellspect GmbH, An der kleinen Seite 8, DE-65604 Elz, Deutschland. Tel: +49 6431 9869 0.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only